

PRODUCTO	GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	ZIBO EASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2024DM-0028615
			USOS	
			Los guantes de nitrilo para examen son un dispositivo desechable destinado a fines médicos y dentales que se usa en la mano del examinador para evitar la contaminación entre el paciente y el examinador. El nitrilo es resistente al agua, a la grasa, al aceite y, lo más importante, a una variedad de productos químicos y sustancias comunes. Los guantes de nitrilo también se usan comúnmente en la industria médica debido a su alta resistencia a las perforaciones y su destreza.	
			PRESENTACIÓN	
			• CAJA POR 100 UNIDADES • CAJA CORRUGADA POR 1000 UNIDADES • Talla: XS, S, M, L, XL (AZULES) • Talla: S-M-L-XL (NEGROS)	
PRECAUCIONES			COMPOSICIÓN	
1. Cambie los guantes inmediatamente cuando estén contaminados y después de cada tarea de manipulación de productos químicos. 2, Desechar los guantes inmediatamente después de su uso. ¡Nunca reutilice guantes desechables de nitrilo! 3, Quitarse los guantes y lavarse las manos antes de salir del laboratorio, estableciendo guantes designados vs.			• Butadieno de caucho de nitrilo 100%	
NORMAS			ALMACENAMIENTO	
• ASTM D6319 • EN 455 • NTC 5684			Almacenar en un lugar seco lejos del calor directo y la luz solar.	
			VIDA ÚTIL	
			5 AÑOS a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso.	