

PRODUCTO	GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	ZIBO EASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD		TIPO DE RIESGO	IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2024DM-0028552
			USOS	
			Los guantes de látex para examen son un dispositivo invasivo destinado a operaciones médicas y a prevenir la infección cruzada entre pacientes y usuarios.	
			PRECAUCIONES	
			a. Seleccionar guantes adecuados antes de usarlos para evitar que se rompan o se caigan debido al tamaño inadecuado al ponerse los guantes.	
			b. No se puede utilizar el producto envejecido o afectado por la humedad.	
			c. La superficie de los guantes se debe limpiar y enjuagar con una toalla húmeda esterilizada o agua desinfectada para limpiar el polvo aislante después de ponerse los guantes.	
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO			COMPOSICIÓN	
			Látex natural 100%	
NORMAS			PRESENTACIÓN	
			• Empaque individual • Caja por 100 unidades • Caja por 1000 unidades • Tallas: XS - S - M - L	
			ALMACENAMIENTO	
			Almacenar en un lugar donde evite altas temperaturas, alta humedad y no tenga gases corrosivos, debe tener buena sequedad y ventilación.	
			VIDA ÚTIL	
			5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso.	