

PRODUCTO	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX ESTERILES		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	ZIBO EASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD		TIPO DE RIESGO	IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2024DM-0028199
 			USOS	
			Los guantes quirúrgicos de látex estériles, con o sin talco, se usan en cirugías y procedimientos invasivos para garantizar la esterilidad y prevenir infecciones cruzadas, siendo esenciales en la manipulación de tejidos, partos, cesáreas, trasplantes y en pacientes inmunocomprometidos. Destinado para fines clínicos, odontológicos y de Laboratorio clínico	
			PRESENTACIÓN	
DESCRIPCIÓN DEL INSUMO			• Empaque individual	
			• Caja por 50 unidades	
			• Caja por 100 unidades	
NORMAS			• (6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0)	
			COMPOSICIÓN	
Los guantes con talco facilitan el calzado, ideales para procedimientos externos o estándar, mientras que los sin talco son preferidos en cirugías delicadas, cavidades internas, pacientes alérgicos o ambientes de alta precisión como laboratorios. Su diseño anatómico, textura y resistencia aseguran seguridad y sensibilidad en intervenciones críticas. En entornos clínicos, odontológicos y de laboratorio clínico			• Guantes quirúrgicos de látex (Látex Natural)	
			ALMACENAMIENTO	
			Guardado: 5 - 40° C, protegidos del calor, la humedad, la luz y el ozono	
VIDA ÚTIL			5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el producto no esté húmedo o mohoso.	