

PRODUCTO	Lámina Cubre Objetos		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	NANTONGHAILUN BIO-MEDICAL APPARATUSES MANUFACTURING CO, LTD		TIPO DE RIESGO	NO REQUIERE
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	NO REQUIERE CERT N. 2025027064
 Ref: 24x60 cm  Ref: 22x22 cm			USOS	
			Lámina de vidrio rectangular de color transparente utilizada para almacenar muestras y objetos con el fin de observarlas bajo el microscopio. Los cubre objetos de laboratorio son laminas delgadas y transparentes, fabricadas en vidrio fino, utilizadas para cubrir muestras en portaobjetos antes de su observación microscópica. Estos cubren y protegen las muestras, evitando su contaminación y preservando su integridad. Además, los cubreobjetos minimizan la distorsión de la muestra y ayudan a mantener una distancia constante entre la lente del microscopio y la muestra, mejorando la calidad de la imagen observada.	
COMPOSICIÓN			PRESENTACIÓN	
Vidrio Sódico-Cálcico			- Lámina Cubre Objetos 22x22 MM - Lámina Cubre Objetos 24x60 MM	
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL	ALMACENAMIENTO	
ISO 13485		5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el empaque esté intacto.	Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz Y LIBRE DE HUMEDAD	