


PRODUCTO	Lámina Porta Objetos		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	YANCHENG RONGTAILABWARE CO.,LTDVIDA		TIPO DE RIESGO	NO REQUIERE
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	NO REQUIERE CERT N. 2025027064
    Ref: 7105 Ref: 7101			USOS	
			Lámina de vidrio rectangular de color transparente utilizada para almacenar muestras y objetos con el fin de observarlas bajo el microscopio.	
			Los cubre objetos de laboratorio son laminas delgadas y transparentes, fabricadas en vidrio fino, utilizadas para cubrir muestras en portaobjetos antes de su observación microscópica.	
			Estos cubren y protegen las muestras, evitando su contaminación y preservando su integridad.	
			Además, los cubreobjetos minimizan la distorsión de la muestra y ayudan a mantener una distancia constante entre la lente del microscopio y la muestra ,mejorando la calidad de la imagen observada.	
PRESENTACIÓN				
• Lámina Porta Objetos Esquinas a 45° • Lámina Porta Objetos Esquinas a 90° • LAMINA PORTA OBJETO 25.4X76.2MM (FRANJA MATE) • LAMINA PORTA OBJETO 25.4X76.2MM (FRANJA MATE)REF.7105 ESME • LAMINA PORTA OBJETO 25.4X76.2MM (SIMPLE) REF.7101 ESMER90° • LAMINA PORTA OBJETO 25.4X76.2MM (FRANJA MATE)REF.7105 ESME CJA X 50 UNI				
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO
• ISO 13485		5 años a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando el empaque esté intacto.		Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz Y LIBRE DE HUMEDAD
COMPOSICIÓN				
• Vidrio Sódico-Cálcico				