

PRODUCTO	Polaina Desechable con Antideslizante		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	HUBEI BEST IMPORT AND EXPORT CO.,LTD	TIPO DE RIESGO		NO REQUIERE
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	NO REQUIERE CERT N. 2025029037
			USOS	
			Producto industrial, desechable, de uso médico, utilizada como elemento de protección personal físico y/o químico, estético, fabricación de alimentos, medicamentos y laboratorios. protege de la contaminación. no produce reacciones alérgicas. protección. repelente de líquidos (anti fluido), resistente a las rupturas, confortable, biodegradable, no toxico, no alberga bacteria. protege de la contaminación. No estéril. Hecho a máquina	
COMPOSICIÓN			PRESENTACIÓN	
• TELA NO TEJIDA SMS 30G • TELA NO TEJIDA SMS 25G • TELA NO TEJIDA 100% POLIPROPILENO DE 13G-RESORTE NYLON BLANCO • TELA NO TEJIDA RESORTE: NYLON BLANCO • Suela con antideslizante color azul • Tamaño grande • Resorte en tobillo			• Empaque en bolsa x 50 pares o 100 unidades • Paquete interno x 50 pares • Caja de cartón x 20 paquetes internos	
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO
• ASTM D3776 • ASTM D5035 • AATCC 127		5 años bajo condiciones recomendadas de almacenamiento		Este producto debe almacenarse bajo ventilación a temperatura ambiente; evitar la exposición a la humedad.