

PRODUCTO	SÁBANA DESECHABLE RESORTADA		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	HUBEI BEST IMPORT AND EXPORT CO.,LTD		TIPO DE RIESGO	NO REQUIERE
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	NO REQUIERE CERT N. 2025036890
			USOS	
			Sabana Desechable No esteril indicada para usos medicos, hospitalaria, dental, laboratorio, quirófano, pacientes ambulatorios, sala de inspección, industria alimentaria y de belleza, etc.	
			ADVERTENCIAS Y PRECAUSIONES	
			1. Material inflamable. Mantener alejado del fuego. 2. Antes de usar, compruebe que el producto no presente daños. 3. Si encuentra agujeros o rasgaduras en las batas, no las use y deséchelas. 4. ¡Uso único! No se puede reutilizar. ALMACENAMIENTO: Debe almacenarse en un ambiente limpio, fresco y seco para protegerlo del polvo, los productos químicos, la humedad, el calor excesivo y la luz solar directa. Se recomienda almacenarlo a menos de 40 °C.Y La humedad relativa no debe superar el 80 %.	
COMPONENTES Y COMPOSICIÓN			PRESENTACIÓN COMERCIAL	
• SMS No Tejido (95%), elástico (5%) SMS 30gsm±2gsm. • Tamaño • Largo 200 (cm) • Ancho100 (cm) • Tolerancia 2 (cm) • Característica 1: SMS no tejido, de un solo uso, ecológico, biodegradable y antipolvo. • Libre de látex, ftalatos y PVC.			• 10 unidades/bolsas de PE, 10 bolsas/cajas, 100 unidades/cajas. Caja: cartón corrugado de 5 capas. • COLOR: AZUL OSCURO	
			VIDA UTIL	
			5 años	
ALMACENAMIENTO			NORMAS	
Conserva el producto evitando la exposición directa a la luz solar y la humedad en caso de que el aire sea reducido.			• EN14683: 2019 • GB15979-2002 • ISO 13485	