

PRODUCTO	Torniquete Elástico Ziboject		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	YANCHENG SENOLO TECHNOLOGY Co. LTD		TIPO DE RIESGO	I
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	NO REQUIERE ACTA No. 07 Junio 10 de 2009
			USOS	
			Torniquete de Presión elástico, Dispositivo médico Grado I, NO estéril usado para ejercer presión por encima de un vaso sanguíneo (arterial y/o venoso) con el fin de extraer muestras sanguíneas del cuerpo humano	
COMPOSICIÓN			PRESENTACIÓN	
Compuesto por el siguiente elemento: TPE (Elastómero Termoplástico) o caucho termoplástico; clase de copolímero o mezcla física de polímeros (generalmente un caucho y un plástico) que le da al producto una característica termoplástica y elastomérica. Libre de Látex.			Caja dispensadora x 25 Unidades en rollo continuo, con puntos continuos precortados cada 45cm unidad de empaque Caja x 500 unidades A. EMPAQUE El Torniquete viene empackado en caja x 25 unidades – NO empaque individual	
NORMAS TÉCNICAS		VIDA ÚTIL	ALMACENAMIENTO	
- FDA - CE - ISO 13485 :2003		Su vida útil va acorde al uso del producto y preservación de su empaque, no es producto estéril.	Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz	