

PRODUCTO	GASAS TEJIDAS Y NO TEJIDAS		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Jiangsu Jiele Medical Dressing CO, LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2017DM-0016396
			USOS	
			Las Gasas son un dispositivo médico, clasificados como insumos medicos básicos, fundamentales para la limpieza y protección de la piel como también para la absorción y cobertura de heridas. En resumen: 1. Limpieza de heridas 2. Absorción de fluidos y secreciones 3. Protección de lesiones 4. Creación de un ambiente húmedo para la cicatrización	
DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS			PRESENTACIÓN	
1. Fabricadas en tela tejida y no tejida. 2. Presentación: Estériles y No Estériles. 3. Disponible en diferentes tamaños para facilitar los procedimientos. 4. 100% algodón 5. No deja residuos 6. Dividida en 4 pliegues			CLASIFICACIÓN	
			TIPO	TAMAÑO
			GASAS ESTERILES	7.5cm X 7.5cm 10cm X 10cm
			GASAS NO ESTERILES	7.5cm X 7.5cm 10cm X 10cm
			GASA ROLLO HOSPITALARIA	36'' 100 YARDAS
NORMAS TÉCNICAS	VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO	
• EN14079-2003 • ISO 13485:2003 • ISO10993-7: 2008 • ISO11135: 2014	5 años, a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque esté intacto		Guardar a temperatura ambiente en un lugar fresco.	